



KINTEK SOLUTION

高压灭菌器 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



便携式高压灭菌器的灭菌压力

货号: KT-P02



简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

| 型号 | 三阀加强型 | | | KTM-B 自动型和 KTM-C 自动型 | | | |
|--------|-------------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 产品编号 | KTM-12B | KTM-18B | KTM-24B | KMT-8B/C | KMT-12B/C | KMT-18B/C | KMT-24B/C |
| 容积 | 12L | 18L | 24L | 8L | 12L | 18L | 24L |
| 频率 | 50±1 | | | 50 | | | |
| 功率 | 2±10%KW | | | 2 千瓦 | | | |
| 输入功率 | AC(220±22)V | | | 220V | | | |
| 额定工作温度 | 126°C | | | | | | |
| 固定工作压力 | 0.142Mpa | | | | | | |
| 净重 | 12 千克 | 13.5 千克 | 14.7 千克 | 9 千克 | 10.5 千克 | 12 千克 | 14 千克 |

| 型号 | KTM-8A | KTM-18A | KTM-24A |
|--------|----------------|------------|-------------|
| 输入功率 | 220 伏/50 赫兹 | | |
| 功率 | 1 千瓦 | 2 千瓦 | 2 千瓦 |
| 显示方式 | 压力表 | | |
| 容积 | 8L | 18L | 24L |
| 最高工作温度 | 126~128°C | | |
| 固定工作压力 | 0.145~0.165Mpa | | |
| 内筒厚度 | 0.52 毫米 | | |
| 加热方式 | 煤和电 | | |
| 灭菌室尺寸 | φ240×120毫米 | φ280×235mm | φ280×340 毫米 |

| 型号 | KMT-18B | KMT-24B | KMT-18C | KMT-24C |
|------|-----------|----------|---------|---------|
| 输入功率 | 220V/50HZ | | | |
| 功率 | 2 千瓦 | | | |
| 显示方式 | 压力表 | 压力表/数字显示 | | |

| | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 容积 | 18L | 24L | 18L | 24L |
| 最高工作温度 | 126~128°C | | | |
| 固定工作压力 | 0.145~0.165Mpa | | | |
| 内筒厚度 | 0.52 毫米 | | | |
| 加热方式 | 电加热 | | | |
| 灭菌室尺寸 | φ280×235mm | φ280×340mm | φ280×235mm | φ280×340mm |

卧式高压蒸汽灭菌器

货号: KT-P01



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽和冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-150YDA | KT-200YDA | KT-280YDA | KT-400YDA | KT-500YDA |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 灭菌室容积 | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400升 φ700×1100 | 500L φ700×1300mm |
| 固定工作应力 | 0.22Mpa | | | | |
| 额定工作温度 | 134℃ | | | | |
| 灭菌温度选择 | 40℃-134℃ | | | | |
| 定时时间选择范围 | 0-60分钟 | | | | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±2℃ | | | | |
| 功率/电源电压 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz |
| 尺寸(毫米) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
| 运输尺寸(毫米) | 1560×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
| 毛重/净重 | 320/240 千克 | 350/260 千克 | 465/365 千克 | 530/420 千克 | 580/470 千克 |

立式压力蒸汽灭菌器（实验室部门专用）

货号: KT-P03



简介

立式压力蒸汽灭菌器是一种自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-35HG | KT-50HG | KT-75HG | KT-100HG |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 灭菌室容积 | 35L φ318×450mm | 50L φ340×550mm | 75L φ400×600mm | 100L φ440×650mm |
| 固定工作应力 | 0.22Mpa | | | |
| 额定工作温度 | 134℃ | | | |
| 工作压力 | 0.23Mpa | | | |
| 热均匀性 | ≤±1℃ | | | |
| 定时选择范围 | 0-99min/0-99hour59min | | | |
| 温度选择范围 | 0-134℃ | | | |
| 功率/电源电压 | 2.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹 | 3 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹 | 4.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹 | |
| 尺寸（毫米） | 600×410×1030 | 650×410×1140 | 690×470×1140 | 730×510×1270 |
| 运输体积（毫米） | 730×500×1170 | 730×500×1290 | 760×550×1290 | 820×600×1380 |
| 毛重/净重 | 96 千克/77 千克 | 102 千克/83 千克 | 120 千克/98 千克 | 135 千克/110 千克 |

中药粉末高压灭菌器

货号: KT-Q01



简介

中药粉末灭菌高压蒸汽灭菌机利用饱和蒸汽进行有效灭菌。它利用蒸汽的热量和渗透性，在保温后实现灭菌，并通过专用干燥系统保持良好的干燥效果。

[了解更多](#)

| 规格 | 外形尺寸 | 腔室尺寸 | 蒸汽消耗量 | 灭菌盘数量 | 电力 | 设备净重 |
|---------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|---------|
| KT-G0.25JS(F) | 1100*1350*1900 | 800*600*600 | 18 千克 | 18 | 2+(24) | 900 千克 |
| KT-G0.36JS(F) | 1300*1350*1900 | 1000*600*600 | 25 千克 | 18 | 2+(24) | 1000 千克 |
| KT-G0.6JS(F) | 1550*1400*1900 | 1250*610*910 | 30 千克 | 26 | 3+(36) | 1400 千克 |
| KT-G0.8JS(F) | 1750*1400*1900 | 1450*610*910 | 40 千克 | 26 | 3+(36) | 1600KG |
| KT-G1.0JS | 1550*1550*1900 | 1250*680*1180 | 45 千克 | 36 | 3 千瓦 | 1700 千克 |
| KT-G1.2JS | 1750*1500*1900 | 1450*680*1180 | 50 千克 | 36 | 4KW | 1800KG |
| KT-G1.5JS | 2150*1500*1900 | 1850*680*1180 | 60 千克 | 72 | 4KW | 2000 千克 |
| KT-G2.0JS | 1950*1500*1900 | 1600*900*1400 | 65 千克 | 88 | 4.5 千瓦 | 2500KG |
| KT-G2.5JS | 2350*1500*1900 | 2000*900*1400 | 75 千克 | 88 | 6 千瓦 | 3000 千克 |
| KT-G3.0JS | 2750*1500*1900 | 2400*900*1400 | 90 千克 | 88 | 8 千瓦 | 3500 千克 |

| 规格 | 外形尺寸 | 腔体尺寸 | 蒸汽消耗量 | 灭菌盘数量 | 电力 | 设备净重 |
|---------------|----------------|---------------|---------|-------|----------|---------|
| KT-G0.25JS(F) | 1100*1350*1900 | 800*600*600 | 25 千克 | 12 | 1.2+(24) | 700 千克 |
| KT-G0.36JS(F) | 1300*1350*1900 | 1000*600*600 | 35 千克 | 12 | 1.2+(24) | 800 千克 |
| KT-G0.6JS(F) | 1550*1400*1900 | 1250*610*910 | 40 千克 | 36 | 2.0+(36) | 1200 千克 |
| KT-G0.8JS(F) | 1750*1400*1900 | 1450*610*910 | 50 千克 | 36 | 2.0+(36) | 1400 千克 |
| KT-G1.0JS | 1550*1500*1900 | 1250*680*1180 | 60 千克 | 48 | 2.5 千瓦 | 1550KG |
| KT-G1.2JS | 1750*1500*1900 | 1450*680*1180 | 70 千克 | 72 | 2.5 千瓦 | 1650KG |
| KT-G1.5JS | 2150*1500*1900 | 1850*680*1180 | 80 千克 | 96 | 3.5 千瓦 | 1800KG |
| KT-G2.0JS | 1950*1850*2200 | 1600*900*1400 | 100 千克重 | 60 | 4.5 千瓦 | 2200KG |
| KT-G2.5JS | 2350*1850*2200 | 2000*900*1400 | 120KG | 120 | 4.5 千瓦 | 2600KG |
| KT-G3.0JS | 2750*1850*2200 | 2000*900*1400 | 140 千克 | 120 | 6 千瓦 | 3000 千克 |

| 规格 | 外形尺寸 | 腔体尺寸 | 蒸汽消耗量 | 臭氧消耗量 | 消毒盘数量 | 耗电量 | 设备净重 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-----|------|
|----|------|------|-------|-------|-------|-----|------|

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|----|-----|--------|---------|
| KT-G0.25JS(F) | 1100*1350*1900 | 800*600*600 | 25 千克 | 4 | 12 | 2+(24) | 980 千克 |
| KT-G0.36JS(F) | 1300*1350*1900 | 1000*600*600 | 35 千克 | 4 | 12 | 2+(24) | 1080KG |
| KT-G0.6JS(F) | 1550*1400*1900 | 1250*610*910 | 40KG | 7 | 36 | 3+(36) | 1500 千克 |
| KT-G0.8JS(F) | 1750*1400*1900 | 1450*610*910 | 50 千克 | 9 | 36 | 3+(36) | 1700 千克 |
| KT-G1.0JS | 1550*1500*1900 | 1250*680*1180 | 60KG | 11 | 48 | 3 千瓦 | 1800KG |
| KT-G1.2JS | 1750*1500*1900 | 1450*680*1180 | 70 千克重 | 13 | 72 | 4 千瓦 | 1900KG |
| KT-G1.5JS | 2150*1500*1900 | 1850*680*1180 | 80KG | 16 | 96 | 4 千瓦 | 2100KG |
| KT-G2.0JS | 1950*1850*2200 | 1600*900*1400 | 100 千克 | 20 | 60 | 4.5 千瓦 | 2600 千克 |
| KT-G2.5JS | 2350*1850*2200 | 2000*900*1400 | 120 千克 | 25 | 120 | 6 千瓦 | 3100KG |
| KT-G3.0JS | 2750*1850*2200 | 2400*900*1400 | 140 千克重 | 30 | 120 | 8 千瓦 | 3600 千克 |

脉冲真空升降灭菌器

货号: KT-Q02



简介

脉冲真空升降灭菌器是高效、精确灭菌的先进设备。它采用脉动真空技术、可定制的周期和用户友好型设计，操作简单安全。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-60SV | KT-80SV | KT-100SV | KT-120SV |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 灭菌室有效容积 | 60L ϕ 396×490mm | 80L ϕ 396×650mm | 100 升 504×404×502 毫米 | 120 升 504×404×590 毫米 |
| 提升后高度 | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| 工作压力 | 0.22Mpa | | | |
| 工作温度 | 134°C | | | |
| 热均匀性 | ≤±1°C | | | |
| 定时选择范围 | 0-99 分钟 | | | |
| 温度选择范围 | 105-134°C | | | |
| 功率/电源电压 | 蒸汽发生器功率：3KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ | | 蒸汽发生器功率：3.6KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ | |
| 尺寸（毫米） | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
| 运输体积（毫米） | 789×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
| 毛重/净重 | 210 千克/180 千克 | 230 千克/200 千克 | 300 千克/270 千克 | 325 千克/295 千克 |

脉动真空台式蒸汽灭菌器

货号: KT-B01



简介

脉动真空台式蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

| 产品型号 | KT-XD12DV | KT-XD20DV | KT-XD24DV |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 灭菌室容积 | 12L φ200×370mm | 18L φ250×360mm | 24升 φ250×470 毫米 |
| 固定工作应力 | 0.22 兆帕 | | |
| 额定工作温度 | 134°C | | |
| 灭菌温度选择 | 105-134°C | | |
| 定时时间选择范围 | 0-99 分钟 | | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1°C | | |
| 电源/供电电压 | AC220V.50Hz/1.8KW | AC220V.50Hz/2KW | AC220V.50Hz/2KW |
| 外形尺寸 (毫米) | 560×470×400 | 560×470×400 | 675×470×400 |
| 包装尺寸 (毫米) | 655×560×495 | 655×560×495 | 765×560×495 |
| 毛重/净重 | 48/43 千克 | 52/47 千克 | 58/53 千克 |

| 型号 | KT-35DV | KT-50DV |
|-----------|-------------------|----------------|
| 灭菌室容积 | 35L φ300×500mm | 50L φ340×550mm |
| 固定工作压力 | 0.22Mpa | |
| 额定工作温度 | 134°C | |
| 灭菌温度选择 | 105-134°C | |
| 定时时间选择范围 | 0-99 分钟 | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1°C | |
| 电源/供电电压 | AC220V.50Hz/2.7KW | |
| 外形尺寸 (毫米) | 550×850×500 | 600×850×560 |
| 包装尺寸 (毫米) | 690×860×700 | 690×900×700 |
| 毛重/净重 | 113/107千克 | 125/110 千克 |

台式快速高压灭菌器 16L / 24L

货号: KT-B02



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-T16J | KT-T24J |
|-----------|-------------------|----------------|
| 灭菌室容积 | 16L φ250×360mm | 24L φ270×410mm |
| 固定工作压力 | 0.22Mpa | |
| 额定工作温度 | 134℃ | |
| 灭菌温度选择 | 105-134℃ | |
| 定时时间选择范围 | 0-99 分钟 | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1℃ | |
| 电源/供电电压 | AC220V.50Hz/2.7KW | |
| 外形尺寸 (毫米) | 545×328×423 | 560×350×500 |
| 包装尺寸 (毫米) | 605×390×480 | 620×410×570 |
| 毛重/净重 | 17/15 千克 | 20/18 千克 |

台式快速高压灭菌器 20L / 24L

货号: KT-B03



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-XD20D | KT-XD24D |
|-----------|-------------------|------------------|
| 灭菌室容积 | 20L φ250×420mm | 24L φ250×520mm |
| 固定工作压力 | 0.22Mpa | |
| 额定工作温度 | 134°C | |
| 灭菌温度选择 | 105-134°C | |
| 定时时间选择范围 | 0-99 分钟 | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1°C | |
| 功率/电源电压 | 1.5KW/AC220V.50Hz | |
| 灭菌盘 (毫米) | 340×200×30 (3 件) | 400×200×30 (3 件) |
| 总尺寸 (毫米) | 480×680×455 | 480×680×455 |
| 包装尺寸 (毫米) | 580×700×500 | 580×800×560 |
| 毛重/净重 | 43/40 千克 | 43/40 千克 |

台式快速高压灭菌器 35L / 50L / 90L

货号: KT-B04



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。它能有效地消毒手术器械、玻璃器皿、药品和抗性材料，适用于各种应用场合。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-XD35DV | KT-XD50DV | KT-XD90DV |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|
| 灭菌室容积 | 35L φ300×500mm | 50L φ340×550mm | 90L φ400×720mm |
| 固定工作应力 | 0.22Mpa | | |
| 额定工作温度 | 134℃ | | |
| 灭菌温度选择 | 105-134℃ | | |
| 定时时间选择范围 | 0-99 分钟 | | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1℃ | | |
| 电源/供电电压 | AC220V 50Hz/2.7KW | | AC220V 50Hz/4KW |
| 外形尺寸 (毫米) | 730×550×510 | 770×600×540 | 1000×690×610 |
| 包装尺寸 (毫米) | 810×680×650 | 880×730×700 | 1070×740×700 |
| 毛重/净重 | 115/93 千克 | 130/106 千克 | 200/180千克 |

电加热鼓风干燥箱

货号: KT-B05



简介

台式快速高压灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

| 产品型号 | KT-9040A(S) | KT-9070A(S) | KT-9140A(S) | KT-9240A(S) | KT-9640A(S) |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 电压 | AC220V 50Hz | | | | |
| 温度范围 | 50°C-300°C | | | | |
| 温度波动 | ±1°C | | | | |
| 跟踪报警 | +5°C | | | | |
| 耗电量 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 4500W |
| 工作室尺寸 (毫米) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 | 800x800x1000 |
| 尺寸 (毫米) | 500x560x705 | 650x560x805 | 750x660x905 | 800x710x1105 | 1000x1010x1355 |

壁挂式水蒸馏装置

货号: KT-C01



简介

壁挂式水蒸馏装置可安装在墙上，旨在以较低的经济成本连续、自动、高效地生产优质蒸馏水。

[了解更多](#)

| | |
|-------|------------------------|
| 型号 | KT-3.5~4.5 升/小时 |
| 电源 | AC220V~240V/50Hz -60Hz |
| 出水量 | 3.5-4.5 升/小时 |
| 功率 | 1.5Kw x2 |
| 净重 | 7 千克/套 |
| 毛重 | 8 千克/套 |
| 箱体尺寸 | 740x400x140 毫米/套 |
| 蒸发器容积 | 5.5 升 |
| PH 值 | 5-6 |

过氧化氢空间消毒器

货号: KT-C02



简介

过氧化氢空间灭菌器是一种利用蒸发的过氧化氢来净化封闭空间的设备。它通过破坏微生物的细胞成分和遗传物质来杀死微生物。

[了解更多](#)

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 电压 | 交流 220V50HZ |
| 功率 | 600W |
| 喷雾量 | 750 毫升/60 分钟 |
| 噪音 | ≤ 45db (A) |
| 杀菌剂 | 8%H ₂ O ₂ 溶液 |
| 尺寸 (毫米) (长*宽*高) | 500X500X1130 |
| 净重 | 55 千克 |

超负氧离子发生器

货号: KT-C03



简介

超负氧离子发生器能释放出离子，净化室内空气，控制病毒，并将 PM2.5 降低到 10ug/m3 以下。它能防止有害气溶胶通过呼吸进入血液。

[了解更多](#)

立式压力蒸汽灭菌器（液晶显示自动型）

货号: KT-C04



简介

液晶显示全自动立式灭菌器是一种安全可靠、自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-35HD | KT-50HD | KT-75HD | KT-100HD |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 灭菌室容积 | 35L φ318×450mm | 50L φ340×550mm | 75L φ400×600mm | 100L φ440×650mm |
| 固定工作应力 | 0.22Mpa | | | |
| 额定工作温度 | 134°C | | | |
| 工作压力 | 0.25Mpa | | | |
| 热均匀性 | ≤±1°C | | | |
| 定时选择范围 | 0-99min/0-99hour59min | | | |
| 温度选择范围 | 1-134°C | | | |
| 功率/电源电压 | 1 x 2.5kw/ac220v 50hz | 2 x 2.5kw/ac220v 50hz | 3 x 2.5kw/ac220v 50hz | |
| 尺寸（毫米） | 470×450×1020 | 520×490×1150 | 550×530×1180 | 580×560×1290 |
| 运输体积（毫米） | 540×540×1140 | 580×580×1250 | 610×610×1280 | 640×640×1360 |
| 毛重/净重 | 81 千克/63 千克 | 94 千克/74 千克 | 113 千克/93 千克 | 125千克/105千克 |

便携式高压灭菌器灭菌压力（数字显示自动型）

货号: KT-C05



简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-18HDD | KT-24HDD |
|----------|-----------------|------------------|
| 消毒容量 | 18L φ280×260mm | 24 升 φ280×390 毫米 |
| 固定工作压力 | 0.14-0.16 兆帕 | |
| 额定工作温度 | 126°C | |
| 最大安全压力 | 0.165Mpa | |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1°C | |
| 电源 | AC220V.50Hz/2KW | |
| 运输体积（毫米） | 420×420×630 | 420×450×750 |
| 毛重/净重 | 14/12 千克 | 15/14 千克 |

卧式高压蒸汽灭菌器（微电脑）

货号: KT-C06



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换的方法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

| 技术参数 | KTM -150YDB | KTM -200YDB | KTM -280YDB |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 灭菌室容积 | 150L φ440×1000mm | 200L φ515×1000mm | 280L φ600×1000mm |
| 工作压力 | 0.22 兆帕 | | |
| 工作温度 | 134 度 | | |
| 温度调节 | 40 - 134 度 | | |
| 灭菌时间 | 0-99 分钟 | | |
| 干燥时间 | 0-99 分钟 | | |
| 平均加热 | ≤± 2 度 | | |
| 功率 | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz |
| 外形尺寸 | 1400×650×1600 | 1400×750×1700 | 1520×910×1900 |
| 运输尺寸 | 1560×820×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
| 总重/净重 | 430/340 公斤 | 436/350 公斤 | 570/462 公斤 |



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

