

KINTEK SOLUTION

# 冷等静压 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等



# KINTEK SOLUTION

### 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构,团队成员致力于在生化反应、新材料研究、 热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新

在过去的20年里,我们在科研设备领域积累了丰富的经验,我们能够根据客户的需求和实际情况提供 设备和解决方案,我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备,我们在亚洲、欧洲、北美 和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签,这为我们在客户中赢得了良好的 声誉。

在这里,我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务,共同分享最高效、最可靠的技术!





### 电动实验室冷等静压机(Cip) 12T/20T/40T/60T

货号: PCIE



#### 简介

使用我们的电动实验室冷等静压机生产致密、均匀的零 件,提高机械性能。广泛应用于材料研究、制药和电子 行业。高效、紧凑、真空兼容。

仪器型号	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
压力范围	0-12T ( 0-17MPa )	0-20T ( 0-21MPa )	0-40T ( 0-30MPa )	0-60T ( 0-34MPa )
活塞直径	镀铬油缸 95mm (d)	镀铬油缸 110mm (d)	镀铬油缸 130 毫米 (直径	镀铬油缸 150 毫米 (直径
压力表	数字显示 0.0-40.0MPa	数字显示 0.0-40.0MPa	数字显示 0.0-40.0MPa	数字显示 0.0-40.0MPa
活塞最大行程 (T)	40 毫米	40 毫米	50 毫米	50 毫米
加压方式	电动加压/手动加压	电动加压/手动加压	电动加压/手动加压	电动加压/手动加压
补压方式	自动加压/手动慢速加压	自动加压/手动慢速加压	自动加压/手动慢速加压	自动加压/手动慢速加压
防护	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃
环境温度	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
静压	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静压室	Ф22×70mm(M×N)	Ф30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
外形尺寸	305×430×530 毫米 ( 长×宽×高 )	305×430×600 毫米 ( 长×宽×高 )	355×450×710 毫米 ( 长×宽×高 )	405×470×720 毫米 ( 长×宽×高 )
电源	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)
设备重量	110 千克	120 干克	150 千克	200 千克



### 手动冷等静压颗粒机(Cip) 12T/20T/40T/60T

货号: PCIM



#### 简介

实验室手动等静压机是一种高效的样品制备设备,广泛 应用于材料研究、制药、陶瓷和电子行业。它可对压制 过程进行精确控制,并可在真空环境中工作。

#### 了解更多

仪器型号	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
压力范围	0-12T ( 0-17MPa )	0-20T ( 0-21MPa )	0-40T ( 0-30MPa )	0-60T ( 0-34MPa )
活塞直径	镀铬油缸 95mm (d)	镀铬油缸 110mm (d)	镀铬油缸 130 毫米 (直径	镀铬油缸 150 毫米 (直径
压力表	压力和压力双刻度显示	压力和压力双刻度显示	压力和压力双刻度显示	压力和压力双刻度显示
最大活塞行程 (T)	40 毫米	40 毫米	50 毫米	50 毫米
防护装置	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃
环境温度	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10℃-40℃
静压	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静压室	Ф22×70mm(M×N)	Ф30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
外部尺寸	305×195×530 毫米 ( 长×宽×高 )	305×195×600 毫米 ( 长×宽×高 )	355×215×710 毫米 ( 长×宽×高 )	405×240×720 毫米 ( 长×宽×高 )
设备重量	90 千克	100 千克	130 千克	180 千克

压力换算		
实际压力	腔室压力	系统压力
1.7 [吨]	1.86 [兆帕]	25 [MPa ]
3.5 [吨]	3.72 [MPa ]	50 [兆帕]
5 [吨]	5.57 [MPa ]	75 [兆帕]
7 [吨]	7.43 [兆帕]	100 [兆帕]
8.7 [吨]	9.29 [沙岭]	125 [兆帕]
10.5 [吨]	11.2 [MPa ]	150 [兆帕]
14 [吨]	14.8 [MPa ]	200 [兆帕]
17.5 [吨]	18.6 [兆帕]	250 [兆帕]
21 [吨]	22.3 [MPa ]	300 [MPa ]

提醒:一般情况下,系统压力不应超过35MPa,否则会影响设备的使用寿命。



### 电动分体式实验室冷等静压机(Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

货号: PCESI



### 简介

分体式冷等静压机能够提供更高的压力,因此适用于需 要高压的测试应用。

仪器型号	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
压力范围	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
活塞直径	镀铬油缸 160mm (d)	镀铬油缸 200mm (d)	镀铬油缸 200 毫米 (直径	镀铬油缸 290 毫米 (直径
加压过程	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压-程序保持-定时泄压	程序加压-程序保持-定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压
压力转换	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力
显示屏	7 英寸液晶显示屏	7 英寸液晶显示屏	7 英寸液晶显示屏	7 英寸液晶显示屏
设备保护	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置
静压	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静压室	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Ф90×150mm(M×N)
气缸行程 (T)	50 毫米	50 毫米	50 毫米	50 毫米
空间尺寸	220×400毫米 (长×宽)	260×400 毫米 ( 长×宽 )	280×400 毫米 ( 长×宽 )	290×420 毫米 ( 长×宽 )
外部尺寸	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
设备电源	1500W(220V/110 可定制)	1500W(220V/110 可定制)	1500W(220V/110 可定制)	1500W(220V/110 可定制)
设备重量	350 千克	580 公斤	680 公斤	980 公斤



### 自动实验室冷等静压机(Cip) 20T/40T/60T/100T

货号: PCIA



#### 简介

使用我们的自动实验室冷等静压机可高效制备样品。广 泛应用于材料研究、制药和电子行业。与电动 CIP 相比,具有更大的灵活性和控制性。

仪器型号	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
压力范围	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T
活塞直径	镀铬油缸 110mm (d)	镀铬油缸 130 毫米 (直径	镀铬油缸 150 毫米 (直径	镀铬油缸 200 毫米 (直径
加压过程	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压
压力转换	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力	程序自动转换样品所承受的压力
显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶屏	4.3 英寸液晶屏	7 英寸液晶显示屏
设备保护	带有机玻璃门的钢板保护	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置
静压	300MPa	300MPa	300MPa	300MPa
静压室	Ф30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Ф50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
气缸行程 (T)	50 毫米	50毫米	50毫米	50 毫米
样品制作特点	上面板摇臂结构,操作更方便	上面板摇臂结构,操作更方便	上面板摇臂结构,操作更方便	上面板摇臂结构,操作更方便
外形尺寸	240×390×560 (长×宽×高)	280×460×660 (长×宽×高)	/	330×580×720 (长×宽×高)
设备电源	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)	550W(220V/110 可定制)
设备重量	120 干克	180 干克	240 千克	290 千克



## 用于生产小型工件的冷等静压机 400Mpa

货号: PCIS



#### 简介

使用我们的冷等静压机生产均匀的高密度材料。非常适 合在生产环境中压制小型工件。广泛应用于粉末冶金、 陶瓷和生物制药领域的高压灭菌和蛋白质活化。

型 <del>명</del>	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
高压腔有效内径 ( 毫米 )	150	200	250	300
高压腔有效深度(毫米)	300	300	300	400/450
最大工作压力(兆帕)	100-400	100-400	100-400	100-300
功率	9 干瓦	9 干瓦	17.5 干瓦	17.5 干瓦
进料方式	自动			
提升率	手动调节或精确调节			
工作介质	油或水+防锈剂			
人机界面	文本屏或触摸屏			
数据输出接口	USB			
冷却方式	水冷却			



### 300 兆帕等静压热压机(Wip)工作站

货号: PCIW



#### 简介

了解温热等静压技术(WIP)--

这是一项尖端技术,可在精确的温度下以均匀的压力对 粉末产品进行成型和压制。是制造复杂零部件的理想选 择。

型 <del>号</del>	料筒内径 (毫米)	气缸内高 (毫米)	最大压力 ( 兆帕 )	最高温度
PCIW150	Ø150	300~500		
PCIW200	Ø200			
PCIW250	Ø250	500-1000		
PCIW300	Ø300			
PCIW350	Ø350	500-1500		
PCIW400	Ø400	500~2000	300	(去离子水) ≤ 90℃ (导热油) ≤ 250℃
PCIW450	Ø450	500~2000		
PCIW500	Ø500			(Эман) 2 230 С
PCIW630	Ø630	1000~3000		
PCIW710	Ø710			
PCIW800	Ø800			
PCIW910	Ø910			
PCIW1000	Ø1000			



### 等静压模具

货号: PIPM



### 简介

探索用于先进材料加工的高性能等静压模具。是在制造 过程中实现均匀密度和强度的理想选择。





### **Kintek Solution**

总部:中国郑州市高新区科学大道89号

