



KINTEK SOLUTION

玻璃材料 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



玻璃卫生纸研磨机 均质机

货号: KTG-1



简介

玻璃管和柱塞之间的微小间隙和轻微凸起被啮合，柱塞旋转时会产生研磨效果。

[了解更多](#)

型号	总长度 (毫米)	磨砂长度 (毫米)	管外径 (毫米)	管口内径 (毫米)
0.5 毫升	133	34	6	16
1 毫升	147	47	8	17
2 毫升	155	53.5	10	20
3 毫升	160	61.5	10	20
5 毫升	195	72	11	24
10 毫升	225	74	13	26
15 毫升	245	83	16	28
20 毫升	255	92	17	31.5
25 毫升	270	110	18	37
30 毫升	275	112	18	34
50 毫升	295	112	21	38

耐高温高硼硅玻璃搅拌棒/分流实验室玻璃棒

货号: KTG-2



简介

用于化学实验的玻璃状细长杆形简易搅拌器，又称玻璃棒。

[了解更多](#)

规格	直径	长度	包装数量
直径 4mm 长度 150mm	4 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 4mm 长度 200mm	4 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 4mm 长度 250mm	4 毫米	250 毫米	10 件/包
直径 5mm 长度 150mm	5 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 5mm 长度 200mm	5 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 5mm 长度 250mm	5 毫米	250 毫米	10 件/包
直径 5mm 长度 300mm	5 毫米	300 毫米	10 件/包
直径 6mm 长度 150mm	6 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 6mm 长度 200mm	6 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 6mm 长度 250mm	6 毫米	250 毫米	10 件/包
直径 6mm 长度 300mm	6 毫米	300 毫米	10 件/包
直径 7mm 长度 150mm	7 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 7mm 长度 200mm	7 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 7mm 长度 300mm	7 毫米	300 毫米	10 件/包
直径 8mm 长度 150mm	8 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 8mm 长度 200mm	8 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 8mm 长度 300mm	8 毫米	300 毫米	10 件/包
直径 10mm 长度 150mm	10 毫米	150 毫米	10 件/包
直径 10mm 长度 200mm	10 毫米	200 毫米	10 件/包
直径 10mm 长度 300mm	10 毫米	300 毫米	10 件/包
直径 10mm 长度 400mm	10 毫米	400 毫米	10 件/包

实验室福尔马林样本瓶 密封样本瓶

货号: KTG-3



简介

标本瓶用于收集和保存动植物标本。

[了解更多](#)

规格	总高度	瓶子高度	瓶子直径	瓶底直径	瓶口径
45*65 毫米	105 毫米	78 毫米	45	59 毫米	44
45*90 毫米	132 毫米	106 毫米	45	59 毫米	54
45*120 毫米	168 毫米	136 毫米	45	58 毫米	54
45*150 毫米	189 毫米	165 毫米	45	60 毫米	56
60*90 毫米	135 毫米	105 毫米	60	76 毫米	68
60*120 毫米	170 毫米	135 毫米	60	75 毫米	68
60*150 毫米	200 毫米	166 毫米	60	75 毫米	69
60*180 毫米	228 毫米	196 毫米	60	74 毫米	69
75*90 毫米	140 毫米	104 毫米	75	95 毫米	85
75*120 毫米	172 毫米	135 毫米	75	92 毫米	87
75*150 毫米	200 毫米	166 毫米	75	93 毫米	87
75*180 毫米	230 毫米	198 毫米	75	94 毫米	84
90*90 毫米	146 毫米	105 毫米	90	109 毫米	98
90*120 毫米	183 毫米	136 毫米	90	109 毫米	98
90*150 毫米	205 毫米	165 毫米	90	111 毫米	101
90*180 毫米	233 毫米	198 毫米	90	109 毫米	98

玻璃摇珠 实验室沸石透明玻璃球

货号: KTG-4



简介

实验室常用的玻璃振动珠是一种透明玻璃球，旨在防止沸石的形成。

[了解更多](#)

直径	整包重量	包装
2.5 毫米	18.68g	1000 件/包
3 毫米	39.92g	1000 件/包
4 毫米	81.58g	1000 件/包
4.5 毫米	123.57g	1000 件/包
5 毫米	159.39g	1000 件/包
6 毫米	281.06g	1000 件/包
7 毫米	451.38g	1000 件/包

微量进样器/液相气相色谱进样柱塞进样针

货号: KTG-5



简介

经过精密设计，可在气相色谱中准确引入样品，确保结果可靠、可重复。

[了解更多](#)

规格	针外径	针头长度	推杆
0.5ul	0.5	78	中空双层
1ul	0.5	73	中空双层
2ul	0.5	75	中空双层
5ul	0.6	75	中空双层
10ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯
25ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯
50ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯
100ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯
250ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯
500ul	0.5	55	固体聚四氟乙烯

规格	针头外径	针长度	推杆
0.5ul	0.5	78	中空双层
1ul	0.7	73	中空双层
2ul	0.7	75	中空双层
5ul	0.7	75	中空双层
10ul	0.7	51	固体聚四氟乙烯
25ul	0.7	51	固体聚四氟乙烯
50ul	0.7	51	固体聚四氟乙烯
100ul	0.7	51	固体聚四氟乙烯
250ul	0.7	55	固体聚四氟乙烯
500ul	0.7	55	固体聚四氟乙烯



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

