



KINTEK SOLUTION

## 安装机 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

KinTek集团有限公司是一家以技术为导向的组织，团队成员致力于探索最有效和可靠的技术和创新的科学研究设备，如生化反应，新材料研究，热处理，真空制造，制冷，以及制药和石油提取设备等领域。



## 用于样品制备的真空冷镶样机

货号: KT-CXQ



### 简介

用于精确制样的真空冷镶样机。以 -0.08MPa 真空处理多孔易碎材料。是电子、冶金和失效分析的理想之选。

[了解更多](#)

参数	规格
产品名称	真空冷镶样机
型号	CXQ
真空度	-0.08MPa
旋转盘	Φ205mm
产品重量	14 千克
产品尺寸	350 350 380 毫米
真空室尺寸	Φ280mmx330mm
标准配件	旋转盘：1 套，夜间进气管：10、无油泵：1 套、安装模具：6、搅拌棒：5、材料杯：5
应用范围	多孔材料、裂纹失效分析样品、多孔铸件、复合电子元件、矿石、陶瓷、喷涂样品
主要特点	多工位、快速操作、8 个样品同时安装、负压真空泵、正反转功能
原理	去除孔隙中的空气，利用大气压力将镶样材料/染料注入微孔中



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

