



KINTEK SOLUTION

Shaking And Mixing Equipment 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



实验室电炉 化学密闭电炉

货号: KTL-1



简介

无废气、无电磁辐射，节能环保；复位式温控器，可反复启动 10 万次，温度可调。

[了解更多](#)

实验室小型恒温加热磁力搅拌器

货号: KTL-2



简介

实验室小型恒温加热磁力搅拌器是一款多功能工具，可在各种实验室应用中实现精确的温度控制和高效的混合。

[了解更多](#)

型号	KTL-HA	KTL-HB
显示模式	液晶显示	液晶显示
转速范围	100~1600rpm	100~2000rpm
速度控制精度	±10rpm	±10rpm
定时范围	1~99h59min	1~99h59min
温度控制范围	RT~300°C	托盘 RT~350°C 样品 RT~250°C
温度控制精确度	托盘 ±3°C 溶液 ±0.5°C	< 100°C ±0.5°C/ > 100°C ±1°C (溶液)
最大搅拌体积 (H2O)	5L	20L

实验室多功能小型可调速卧式振动台

货号: KTL-3



简介

实验室多功能调速振荡器是专为现代生物工程生产单位开发的恒速实验设备。

[了解更多](#)

型号	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
显示模式	LED 显示器	LED 显示器	LED 显示器	LED 显示器	LED 显示屏
转速范围	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
定时范围	1~9999 分钟	1~9999 分钟	1~9999 分钟	1~9999 分钟	1~9999 分钟
托盘标准配置	万向弹簧夹	万向弹簧夹	万向弹簧夹	上夹钳、下弹簧夹钳	万向弹簧夹
摆动模型	往复式	往复式	旋转式	旋转	旋转
摆动幅度	20 毫米	20毫米	20 毫米	20 毫米	20 毫米
托盘工作尺寸	520*300 毫米	440*270 毫米	440*350 毫米	610*460毫米 (双层)	700*620 毫米
重量	17.3 千克	13.5 千克	20 千克	65 千克	65 千克

实验室多功能搅拌机的旋转摆动

货号: KTL-4



简介

寸动混合器体积小，混合速度快且彻底，液体呈涡旋状，可以混合附着在管壁上的所有试液。

[了解更多](#)

型号	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
转速范围	每分钟 3500 转	500~3500rpm	3000 转/分
振动模式	按住不放	按住 + 速度调节	圆形
振幅	4.5 毫米	4.5 毫米	4.5 毫米
产品尺寸	110*110*75 毫米	145*160*75 毫米	110*110*75 毫米

实验室摆动式轨道振动器

货号: KTL-5



简介

Mixer-OT

轨道式振动器采用无刷电机，可长时间运转。它适用于培养皿、烧瓶和烧杯的振动任务。

[了解更多](#)

型号	混合器-OS 2s
电压	交流 100-240 伏/直流 24 伏
频率	50-60 赫兹
显示模式	液晶显示屏
电机输出功率	40W
振荡模式	轨道
最大负载	7.5 千克
电机输出功率	40W
速度范围	每分钟 30-250 转
电机类型	无刷电机
定时范围	1 分钟-24 小时或永久
净重	13 千克
外形尺寸	360×420×100 毫米

拍打式无菌均质机 组织捣碎均质机 分散机

货号: KTL-6



简介

拍打式无菌均质器能有效分离固体样品中和表面所含的颗粒，确保无菌袋中的混合样品具有充分的代表性。

[了解更多](#)

型号	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
电压	交流 220 伏		
频率	50 赫兹		
总功率	200W	220W	500W
显示模式	4.3 英寸触摸屏		
拍打速度范围	3-12 次/秒		
有效容量	3-400 毫升		
消毒功能	/	有	
消毒波长	/	253.7 纳米	
时间范围 攻丝时间	1S-99h59m59s 或连续操作		
程序编辑功能	8 段组合		
净重	18 千克		
外形尺寸	460×250×330 毫米		

实验室圆盘旋转搅拌机

货号: KTL-7



简介

实验室圆盘旋转混合器可平稳有效地旋转样品，进行混合、均质和提取。

[了解更多](#)

型号	LC-TD
运动模式	旋转
电压	100-240 伏交流
频率	50/60Hz
功率	40W
角度	0-90°
电机类型	直流电机
转速范围	10-70RPM
时间设置范围	1-1199 分钟
运行模式	定时/连续运行
产品尺寸	D280×W210×H300mm
产品净重	8 千克
允许环境温度	5-40°C
允许相对湿度	80%RH
外壳防护等级	IP21



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

