

1-5 升夹套玻璃反应釜

货号: KR-1



简介

使用我们的 1-5L 夹套玻璃反应釜系统，为您的制药、化学或生物产品找到完美的解决方案。可提供定制选项。

[了解更多](#)

型号	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
反应器容量	1L	2L	3L	5L
夹套容积	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
漏斗尺寸	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
真空密封	Teflon+Viton 密封			
速度控制	Knop 无级调速			
搅拌速度	0-1300rpm			
工作温度	-80~250°C			
真空度	0.098Mpa			
安全保护	过流/接地故障/过温保护			
工作环境	5-35°C			
电源	110-440V, 50/60Hz			
外形尺寸	480*420*1110 毫米	480*420*1110 毫米	480*420*1110 毫米	591*520*1594 毫米
净重	19 千克	20 千克	21 千克	34 千克