

## 100 升冷却循环器 低温恒温反应槽

货号: KCP-100



### 简介

使用 KinTek KCP

冷却循环器，为您的实验室或工业需求提供可靠、高效的冷却动力。最高温度-120°C温度，内置循环泵。

[了解更多](#)

型号	液体容量	工作温度	冷却能力	泵流量	温度稳定性	软管接口	尺寸 (毫米)
KCP100-20	100L	-23-5°C	9738-2626W	70 升/分钟 6-8 米	+/-2°C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-30		-32-5°C	9820-2820W				
KCP100-40		-40-5°C	10860-2830W				
KCP100-60		-63-5°C	11380-2100W				1200*1100*1350
KCP100-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP100-120		-120-5°C	11880-1200W				