

100 升冷却循环器 低温恒温反应槽

货号: KCP-100



简介

使用 KinTek KCP

冷却循环器，为您的实验室或工业需求提供可靠、高效的冷却动力。最高温度-120°C温度，内置循环泵。

[了解更多](#)

| 型号 | 液体容量 | 工作温度 | 冷却能力 | 泵流量 | 温度稳定性 | 软管接口 | 尺寸 (毫米) |
|------------|------|----------|-------------|---------------|--------|------|----------------|
| KCP100-20 | 100L | -23-5°C | 9738-2626W | 70 升/分钟 6-8 米 | +/-2°C | 1/2" | 1100*900*1100 |
| KCP100-30 | | -32-5°C | 9820-2820W | | | | |
| KCP100-40 | | -40-5°C | 10860-2830W | | | | |
| KCP100-60 | | -63-5°C | 11380-2100W | | | | 1200*1100*1350 |
| KCP100-80 | | -83-5°C | 11670-1800W | | | | |
| KCP100-120 | | -120-5°C | 11880-1200W | | | | |