

## 80升加热制冷循环器低温水浴循环器，用于高低温恒温反应

货号: KCBP-80



### 简介

使用我们的KinTek KCBH

80升加热制冷循环器，实现一体化的加热、制冷和循环功能。高效、可靠的性能，适用于实验室和工业应用。

[了解更多](#)

型号	液体容量	工作温度	制冷量	总功率	流量	温度稳定性	尺寸（毫米）
KCBH100-20	100升	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42升/分钟 28米	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30		-30-200°C	19904-9557W				
KCBH100-40		-40-200°C	25334-10698W				