

20 升加热冷却循环器 高温和低温恒温反应槽

货号: KCBH-20



简介

使用 KinTek KCBH 20L

加热制冷循环器可最大限度地提高实验室生产率。它采用一体化设计，具有可靠的加热、冷却和循环功能，适合工业和实验室使用。

[了解更多](#)

型号	流体容量	工作温度	冷却能力	总功率	流量	温度稳定性	尺寸 (毫米)
KCBH20-10	20L	-10-200°C	3126-950W	7.2 千瓦	42 升/分钟 28 米	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-20		-20-200°C	3163-980W				
KCBH20-30		-30-200°C	3277-1061W				
KCBH20-40		-40-200°C	3675-998W	7.8 千瓦			
KCBH20-60		-60-200°C	4160-550W				
KCBH20-80		-80-200°C	4576-420W				