

20 升旋转蒸发器

货号: KE-20



简介

20L 旋转蒸发器可有效分离 "低沸点" 溶剂，是制药和其他行业化学实验室的理想之选。采用精选材料和先进的安全功能，确保工作性能。

[了解更多](#)

型号	KRE-2020Z
蒸发瓶	20L
烧瓶尺寸	ø125 毫米
接收烧瓶	10L
冷凝器	垂直/三流
真空度	≤2kPa/h
真空密封	Teflon+Viton 密封
速度控制	Knop 无级调速
转速	10-120rpm
旋转功率	125W
加热功率	4KW
加热范围	0-99°C
温度精度	±2°C
升降方式	电动
提升距离	200 毫米
防溅装置	PP 透明罩 (可选)
安全保护	过流/接地故障/过温保护
电源	110-240V, 50/60Hz
工作环境	5-35°C
外形尺寸	850*520*160 毫米
重量	90 千克