

## 20 升短程蒸馏器

货号: SPD-20



### 简介

使用我们的 20L 短程蒸馏系统，可有效萃取和提纯混合液体。高真空和低温加热可获得最佳效果。

[了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容积	20L
	接收瓶	4*2000 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	3000W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	15 升/250*160*200 毫米
	泵流量	6 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 2.2 升/秒；60HZ 时 2.6 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	21 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200 <sup>0</sup> 30厘米长