

23升实验室真空干燥箱

货号: KT-VDO



简介

Kintek智能实验室真空干燥箱：精确、稳定、低温干燥。是热敏材料的理想选择。立即获取报价！

[了解更多](#)

参数	规格
型号	KT-DZK-6025B
显示模式	LCD屏幕
温度控制范围	室温 (RT) +10°C ~ 250°C
温度分辨率	0.1°C
真空度	-0.1 MPa
定时范围	1分钟 ~ 999小时 59分钟
加热功率	400W (总功率：800W)
最长连续运行时间	7天 (在230°C下)
腔体材质	201不锈钢 (可选304不锈钢)
腔体尺寸	280 (深) × 280 (宽) × 300 (高) mm
容量	23升
搁板	2个标准搁板 (每个承重：15kg)
电源	AC 220V / 50Hz
净重	46 Kg