

## 30 升冷却循环器 低温恒温反应槽


货号: KCP-30



### 简介

使用 KinTek KCP 冷却循环器保持实验室凉爽--它是持续冷却的理想选择，可满足所有工作需求。

[了解更多](#)



型号	流体容量	工作温度	冷却能力	泵流量	温度稳定性	软管接口	尺寸 (毫米)
KCP30-20	30L	-23-5°C	3780-1150W	35 升/分钟 4-6 米	+/-2°C	1/2"	940*710*1010
KCP30-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP30-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP30-60		-63-5°C	4330-680W				1030*810*1020
KCP30-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120-5°C	4968-330W				