

5 升冷却循环器 低温恒温反应槽

货号: KCP-5



简介

使用 KinTek KCP 5L

冷却循环器可最大限度地提高实验室效率。它用途广泛、性能可靠，可提供高达 -120°C 的恒定制冷功率。

[了解更多](#)

型号	流体容量	工作温度	冷却能力	流量	温度稳定性	软管接口	尺寸 (毫米)
KCP5-10	5L	-12-5°C	1213-290W	35 升/分钟 4-6 米	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-20		-23-5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26-5°C	1314-447W				
KCP5-30		-32-5°C	1375-450W				
KCP5-40		-40-5°C	1420-462W				430*350*960
KCP5-60		-63-5°C	1910-230W				
KCP5-80		-83-5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120-5°C	2635-180W				