

5 升加热冷却循环器 高温和低温恒温反应槽

货号: KCBH-5



简介

KinTek KCBH 5 升加热制冷循环器 - 多功能设计，性能可靠，是实验室和工业环境的理想选择。

[了解更多](#)

型号	流体容量	工作温度	冷却能力	总功率	流量	温度稳定性	尺寸 (毫米)
KCBH5-10	5L	-10-200°C	1243-330W	3.5 千瓦	20 升/分钟 20 米	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-20		-20-200°C	1288-359W				
KCBH5-30		-30-200°C	1415-490W				
KCBH5-40		-40-200°C	1460-501W				
KCBH5-60		-60-200°C	1950-270W	7 千瓦			630*550*1400
KCBH5-80		-80-200°C	1978-240W				