

808L 精密实验室立式超低温冷冻箱

货号: KTFDV-808



简介

超低温冷冻箱，容量为 808L，精确控制温度为 -86°C，是实验室样品储存的理想之选。不锈钢结构，经久耐用。

[了解更多](#)

特点	规格
型号	KTFDV-808
类型	立式
容量	808L
内部温度	-40°C 至 -86°C (可调)
报警系统	声光报警
电源	220 伏/50 赫兹
耗电量	15.9 千瓦时/24 小时
保护等级	I/B
气候类型	N
制冷剂	无氟环保混合物
压缩机	高效组件
冷却系统	双独立制冷系统
控制装置	微处理器控制，数字显示
温度显示	数字 LED 显示器
手柄	PTC 加热手柄
冷却风扇	EBM
外部材料	粉末涂层冷轧钢
内衬	304 不锈钢
搁板/内门	3 层搁板/4 扇内门 (304 不锈钢)
隔热层厚度	120 毫米
检修口	1 (直径 18 毫米)
脚轮	4
净重/毛重	300/370 千克

特点	规格
外部尺寸	1090 毫米 x 1010 毫米 x 2000 毫米 (宽 D H)
内部尺寸	850 毫米 x 725 毫米 x 1335 毫米 (宽 D H)
包装尺寸	1280 毫米 x 1080 毫米 x 2150 毫米 (宽 D H)