

## 80 升加热冷却循环器 高温和低温恒温反应槽

货号: KCBP-80



### 简介

KinTek KCBH 80L

加热制冷循环器集加热、制冷和循环功能于一身。效率高、性能可靠，适用于实验室和工业应用。

[了解更多](#)

型号	流体容量	工作温度	冷却能力	总功率	流量	温度稳定性	尺寸 (毫米)
KCBH100-20		-20-200°C	18638-6966W				
KCBH100-30	100L	-30-200°C	19904-9557W	13.5	42 升/分钟 28 米	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-40		-40-200°C	25334-10698W				