

实验室手动切片机

货号: PT10



简介

手动显微切片机是专为实验室、工业和医疗领域设计的高精度切割设备。它适用于制备石蜡样品、生物组织、电池材料、食品等各种材料的薄片。

[了解更多](#)

仪器型号	PT10
模具材料	3Cr13 (淬火不锈钢)
切片尺寸	Φ10 , Φ12 , Φ14 , Φ15 , Φ16 , Φ18 , Φ19(d)
外形尺寸	120*200*280毫米 (长*宽*高)
设备重量	10 千克

机器尺寸图