

组装实验室圆柱冲压模具

货号: PMAC



简介

使用 Assemble

实验室圆柱冲压模具，可获得可靠而精确的成型。非常适合超细粉末或精细样品，广泛应用于材料研究和开发。

。

[了解更多](#)

型号	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
材料	铬12钼钒				
压头硬度	HRC60-HRC62				
试样尺寸	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10mm (M)	Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20mm (M)	Φ30、Φ40 毫米 (M)	Φ50、Φ60 毫米 (男)	Φ70、Φ80 毫米 (M)
空腔深度	30 毫米 (N)	40 毫米 (N)	50 毫米 (N)	55 毫米 (N)	60 毫米 (N)
外部尺寸	Φ43*93毫米 (长*高)	Φ53*120毫米 (长*高)	Φ73*133mm、Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150毫米、Φ127*150毫米 (长*高)	Φ153*180mm、Φ180*180mm(L*H)
重量 (千克)	0.75 千克	1.2 千克	3.8千克、6.3千克	14千克、20千克	30千克、40千克

其他尺寸可定制