

台式高速小型实验室离心机，用于血清分离和低温脱水

货号: KT-SCS



简介

Kintek

台式高速离心机：高效、稳定、精确。适用于临床、研究实验室。了解更多功能和规格。

[了解更多](#)

参数	规格
显示	LCD 显示屏
最高转速	18,500 rpm
转速控制精度	±10 rpm
最大相对离心力	22,575 ×g
最大容量	6 × 100 mL
腔体直径	Φ280 mm
定时范围	1 秒至 99 分 59 秒
噪音水平	≤55 dB
电源	交流 220V±22V 50Hz
功耗	400W
净重	28 kg
尺寸（长×宽×高）	360 × 470 × 320 mm