

实验室用台式冷冻干燥机

货号: KTFD-10PT



简介

高级台式实验室冻干机，用于冻干，以 $\leq -60^{\circ}\text{C}$ 的冷却温度保存样品。是制药和研究的理想之选。

[了解更多](#)

参数	数值
冷阱温度	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
极限真空	$< 10\text{ Pa}$
真空显示精度	0.01 Pa
冷冻干燥面积	0.09 m^2
材料装载量	900 毫升
吸水能力	3 公斤/24 小时
材料托盘规格	$200 \times 20\text{ 毫米} (\Phi \times \text{高})$
材料托盘层数	3
外部悬挂烧瓶	8 个位置
冷冻干燥烧瓶样式	钟形或圆柱形
外部尺寸 (宽×深×高)	$580 \times 550 \times 375 / 880\text{ 毫米}$ (主机/带歧管和腔体)
冷阱尺寸	$\Phi 215 \times 193.5\text{ 毫米} (\Phi \times \text{高})$
设计类型	歧管封盖型，台式设计