

台式实验室真空冷冻干燥机

货号: KTFD-10S



简介

台式实验室冻干机，用于高效冻干生物、制药和食品样品。具有直观的触摸屏、高性能制冷和耐用设计。保持样品完整性--立即咨询！

[了解更多](#)

参数	规格
冷阱温度	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
极限真空	$< 10\text{ Pa}$
真空显示精度	0.01 Pa
冷冻干燥面积	0.12 - 0.18 m ²
材料装载量	1200 - 1800 毫升
吸水能力	3 公斤/24 小时
材料托盘尺寸	$\Phi 200 \times 20$ 毫米 (直径 x 高度)
材料盘数量	标准 4 层, 可选 6 层
外部尺寸 (宽*深*高)	580 x 550 x 375/820 毫米
冷阱尺寸	$\Phi 215 \times 193.5$ 毫米 (直径 x 高度)
设计	台式, 结构紧凑