

# 实验室和工业用循环水真空泵

货号: KT-VWP



## 简介

实验室用高效循环水真空泵 - 无油、耐腐蚀、运行安静。多种型号可选。立即购买！

[了解更多](#)

型号	SHZ-D(III) 防腐蚀型	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D ( III ) 不锈钢	SHZ-D(III)四表四泵	SHZ-S(III) 顶部回水	SHZ-95 立式五泵
显示方式	压力表 ×2	压力表 ×2	压力表 ×2	压力表 ×4	压力表 ×2	压力表 ×1
泵头数量	2	2	2	4	2	5
最大真空度真空度	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098 兆帕
单头泵送能力	10 升/分钟	10 升/分钟	10 升/分钟	10 升/分钟	10 升/分钟	10 升/分钟
流量	60 升/分钟	60 升/分钟	60 升/分钟	60 升/分钟	90 升/分钟	80 升/分钟
扬程	8m	8m	8m	8m	8m	12m
循环水功能	有	有	有	是	是	是
泵头材料	铜	聚四氟乙烯	铜	铜	铜	铜
水箱容积	15L	15L	15L	15L	15L	35L
电源电压	交流 220 伏 50 赫兹	交流 220 伏 50 赫兹	交流 220 伏 50 赫兹	交流 220 伏 50 赫兹	交流 220 伏 50 赫兹	交流 220 伏 50 赫兹
功率	180W	180W	180W	370W	180W	370W
净重	8 千克	8 千克	9.5 千克	13 千克	9.5 千克	24 千克
产品尺寸	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840