

28L 实验室用紧凑型直立式超低温冷冻箱

货号: KTFDV-28



简介

实验室用超低温冷冻箱（-86℃），28升容量，精确数字控制，节能设计，是生物样本存储的理想选择。

[了解更多](#)

特点	规格
型号	KTFDV-28
类型	直立式
容量	28L
内部温度范围	-40℃ 至 -86℃ (可调)
报警系统	声光报警
电源	220 伏/50 赫兹
功率	400W
能耗	5.50 千瓦时/24 小时
保护等级	I/B
气候类型	N
制冷剂	无氟环保型制冷剂
制冷系统	单压缩机系统
温度控制	电子温度控制
温度显示	数字数据显示
探头	PTC
冷凝器风扇	标准高效风扇
外壳	粉末涂层冷轧钢板
内衬	304 不锈钢
搁板/内门	1 个搁板 / 1 个内门, 304 不锈钢
隔热层厚度	100 毫米
压力平衡口	1 个 (直径 18 毫米)
脚轮	4
净重/毛重	71/90 千克

特点	规格
外部尺寸 (宽 D H)	505 毫米 * 520 毫米 * 1165 毫米
内部尺寸 (宽 D H)	270 毫米 * 265 毫米 * 400 毫米
包装尺寸 (宽 D H)	胶合板 : 535 575 1290 毫米/蜂窝纸箱 : 595 640 1335 毫米
集装箱装载量 (20'GP)	30 个单位