


用于Nrr、Orr和Co2Rr研究的可定制Co2还原流动池

货号: KT-RFC



简介

该电池采用优质材料精心制作，确保化学稳定性和实验精度。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	G10C1
反应面积	1 cm² (可根据要求定制)
测试方法	三电极系统
电极间距	3 mm、4mm、6mm
池体材料	PEEK
窗口材料	石英
GDL流场	直通流道、蛇形流道
参比口尺寸	φ4 mm
管材尺寸	φ3 mm
管材材质	PTFE
接头材质	PEEK
垫圈材质	氟橡胶 (FKM)
密封方式	螺钉式