

台式快速高压灭菌器 16L / 24L

货号: KT-B02



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-T16J	KT-T24J
灭菌室容积	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	545×328×423	560×350×500
包装尺寸 (毫米)	605×390×480	620×410×570
毛重/净重	17/15 千克	20/18 千克