

台式快速高压灭菌器 20L / 24L

货号: KT-B03



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-XD20D	KT-XD24D
灭菌室容积	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
功率/电源电压	1.5KW/AC220V.50Hz	
灭菌盘 (毫米)	340×200×30 (3 件)	400×200×30 (3 件)
总尺寸 (毫米)	480×680×455	480×680×455
包装尺寸 (毫米)	580×700×500	580×800×560
毛重/净重	43/40 千克	43/40 千克