

双板加热模具

货号: PMD



简介

我们的双板加热模具具有优质钢材和均匀的温度控制，可实现高效的实验室制程，让您发现加热的精确性。是各种热应用的理想之选。

[了解更多](#)

仪器型号	PMD
按样品形状	
加热温度	室温-300 摄氏度
模具材料	合金工具钢 : Cr12MoV
压头硬度	HRC60-HRC62
试样尺寸	
试样厚度	0.02-0.1 毫米 (N)
外形尺寸 1	180*180*130毫米 (长*宽*高)
外形尺寸 2	200*200*130mm(L*XW*H)
外部尺寸 3	300*300*130 毫米 (长*宽*高)
模具重量	32 千克38 千克88 千克

尺寸图