

## 实验室旋转式打片机

货号: TPM-01



### 简介

该机器是一种单压式自动旋转连续压片机，可将颗粒状原料压制成各种片剂。它主要用于制药行业的片剂生产，也适用于化工、食品、电子和其他工业部门。

### [了解更多](#)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 模具数量                | 5 个             |
| 压力                  | 60 千牛           |
| 最大压片直径药片直径          | 18 毫米           |
| 最大片剂高度药片高度          | 6 毫米            |
| 最大填充高度填充高度          | 15 毫米           |
| 圆盘转速                | 每分钟 30 转        |
| 生产能力                | 9000 件/小时       |
| 电机功率                | 2.2 千瓦          |
| 机器尺寸                | 960*660*1230 毫米 |
| 机器重量                | 320 千克          |
| 1. 多余的粉末可用吸尘器回收（选配） |                 |
| 2. 片剂模具可根据具体要求定制    |                 |