

## 实验室旋转式打片机

货号: TPM-01



### 简介

该机器是一种单压式自动旋转连续压片机，可将颗粒状原料压制成各种片剂。它主要用于制药行业的片剂生产，也适用于化工、食品、电子和其他工业部门。

### [了解更多](#)

模具数量	5 个
压力	60 千牛
最大压片直径药片直径	18 毫米
最大片剂高度药片高度	6 毫米
最大填充高度填充高度	15 毫米
圆盘转速	每分钟 30 转
生产能力	9000 件/小时
电机功率	2.2 千瓦
机器尺寸	960*660*1230 毫米
机器重量	320 千克
1. 多余的粉末可用吸尘器回收（选配）	
2. 片剂模具可根据具体要求定制	