

玻璃摇珠 实验室沸石透明玻璃球

货号: KTG-4



简介

实验室常用的玻璃振动珠是一种透明玻璃球，旨在防止沸石的形成。

[了解更多](#)

直径	整包重量	包装
2.5 毫米	18.68g	1000 件/包
3 毫米	39.92g	1000 件/包
4 毫米	81.58g	1000 件/包
4.5 毫米	123.57g	1000 件/包
5 毫米	159.39g	1000 件/包
6 毫米	281.06g	1000 件/包
7 毫米	451.38g	1000 件/包