

## 加热循环器 高温恒温反应槽

货号: KHB-3



### 简介

#### KinTek KHB

加热循环器高效可靠，非常适合您的实验室需求。它的最高加热温度可达300°C，具有精确控温和快速加热的特点。

### [了解更多](#)

型号	温度 (°C)	精度 (°C)	泵 (升/分钟)	容积 (升)	加热功率 (千瓦)	外形尺寸 (毫米)
KHB6	环境温度-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620