

## 用于 Quechers 样品制备的高效陶瓷珠

货号: KTL-10



### 简介

使用 KINTEK 的陶瓷均质珠加强样品前处理--它是 QuEChERS 的理想选择，可确保得到精确、无污染的结果。立即提高分析回收率！

[了解更多](#)

| 产品名称  | 长度     | 直径      | 适用试管  | 每包数量    |
|-------|--------|---------|-------|---------|
| 陶瓷均质珠 | 2 厘米   | 1 厘米    | 15 毫升 | 100 个/瓶 |
| 陶瓷均质珠 | 1 cm   | 0.5 厘米  | 5 毫升  | 100 个/瓶 |
| 陶瓷均质珠 | 0.5 cm | 0.25 厘米 | 2 毫升  | 200 个/瓶 |