

高性能实验室冷冻干燥机

货号: KTFD-10P



简介

先进的实验室冻干机，用于冻干、高效保存生物和化学样品。是生物制药、食品和研究领域的理想选择。

[了解更多](#)

参数	数值
冷阱温度	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
极限真空	$< 10\text{ Pa}$
真空显示精度	0.01 帕
冷冻干燥面积 (货架)	$0.12 - 0.18\text{ m}^2$
物料负载 (货架上)	1200 - 1800 毫升
吸水能力	3 公斤/24 小时
材料托盘规格 ($\Phi \times$ 高)	200×20 毫米
材料盘层数	标准 4 层, 可选 6 层
外部烧瓶容量 (歧管)	8 个烧瓶
烧瓶样式选项	贝壳形或圆柱形
外形尺寸 (宽 $\times$ 深 $\times$ 高)	$580 \times 550 \times 820$ 毫米 (台式装置, 带干燥室和歧管)
冷阱尺寸 ($\Phi \times H$)	$\Phi 215 \times 193.5$ 毫米
设计	台式、多歧管通用型冷冻干燥机