

## 高速台式离心机用于血液样本处理

货号: KT-HPD



### 简介

#### 了解 Kintek

台式高速离心机，可实现实验室高效、稳定、精确的样本处理。非常适合临床和研究使用。

#### [了解更多](#)

参数	规格
显示	LCD 显示屏
最高转速	16,500 rpm
转速控制精度	±10 rpm
最大相对离心力	18,757 ×g
最大容量	12 × 5 mL
腔体直径	Φ200 mm
定时器范围	1 秒至 99 小时 59 分钟
噪音水平	≤65 dB
电源	AC 220V±22V 50Hz
功耗	420W
净重	19 kg
尺寸 (长×宽×高)	360 × 285 × 258 mm