

## 卧式高压蒸汽灭菌器（微电脑）

货号: KT-C06



### 简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换的方法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽冷空气含量更少，灭菌更可靠。

### [了解更多](#)

技术参数	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
灭菌室容积	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
工作压力	0.22 兆帕		
工作温度	134 度		
温度调节	40 - 134 度		
灭菌时间	0-99 分钟		
干燥时间	0-99 分钟		
平均加热	≤± 2 度		
功率	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
外形尺寸	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
运输尺寸	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
总重/净重	430/340 公斤	436/350 公斤	570/462 公斤