

## 卧式高压蒸汽灭菌器

货号: KT-P01



### 简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽和冷空气含量更少，灭菌更可靠。

### [了解更多](#)

型号	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
灭菌室容积	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400升 φ700×1100	500L φ700×1300mm
固定工作应力	0.22Mpa				
额定工作温度	134℃				
灭菌温度选择	40℃-134℃				
定时时间选择范围	0-60分钟				
灭菌室热均匀度	≤±2℃				
功率/电源电压	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
尺寸(毫米)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
运输尺寸(毫米)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
毛重/净重	320/240 千克	350/260 千克	465/365 千克	530/420 千克	580/470 千克