

实验室红外线压模

货号: PMID



简介

从我们的实验室红外线压模中轻松取出样品，进行精确测试。是电池、水泥、陶瓷和其他样品制备研究的理想之选。可定制尺寸。

[了解更多](#)

仪器型号	PMID
样品形状	
模具材料	碳化钨
压头硬度	HRC68-HRC85
试样尺寸	Φ13 mm(M)
空腔深度	20 毫米 (N)
样品尺寸	Φ43*78 毫米 (长*高)
重量	0.76 千克
液压粉末压力机尺寸示意图	