

实验室台式高速小型离心机，用于低温血清分离脱水研究

货号: KT-HSS



简介

Kintek 台式高速离心机：强大的 21,000rpm 转速，精确的温度控制。非常适合临床和研究实验室。

[了解更多](#)

参数	规格
显示模式	LCD 显示
最高转速	21000rpm
转速控制精度	±20rpm
最大相对离心力	30642xg
最大容量	4 x 750ml
离心腔规格	Φ420mm
定时器范围	1-99分钟
工作噪音	≤65dB
电源	AC 220±22V 50Hz
功率	750W
净重	62kg
产品尺寸（长×宽×高）	565×465×395mm