

实验室福尔马林样本瓶 密封样本瓶

货号: KTG-3



简介

标本瓶用于收集和保存动植物标本。

[了解更多](#)

规格	总高度	瓶子高度	瓶子直径	瓶底直径	瓶口径
45*65 毫米	105 毫米	78 毫米	45	59 毫米	44
45*90 毫米	132 毫米	106 毫米	45	59 毫米	54
45*120 毫米	168 毫米	136 毫米	45	58 毫米	54
45*150 毫米	189 毫米	165 毫米	45	60 毫米	56
60*90 毫米	135 毫米	105 毫米	60	76 毫米	68
60*120 毫米	170 毫米	135 毫米	60	75 毫米	68
60*150 毫米	200 毫米	166 毫米	60	75 毫米	69
60*180 毫米	228 毫米	196 毫米	60	74 毫米	69
75*90 毫米	140 毫米	104 毫米	75	95 毫米	85
75*120 毫米	172 毫米	135 毫米	75	92 毫米	87
75*150 毫米	200 毫米	166 毫米	75	93 毫米	87
75*180 毫米	230 毫米	198 毫米	75	94 毫米	84
90*90 毫米	146 毫米	105 毫米	90	109 毫米	98
90*120 毫米	183 毫米	136 毫米	90	109 毫米	98
90*150 毫米	205 毫米	165 毫米	90	111 毫米	101
90*180 毫米	233 毫米	198 毫米	90	109 毫米	98