

用于高效样品制备的实验室密封锤式破碎机

货号: KT-PCZ



简介

了解用于高效样品制备的实验室密封锤式破碎机。该破碎机是煤炭、冶金和研究领域的理想之选，可确保高生产效率和环保性。

[了解更多](#)

型号	进样尺寸 (毫米)	出料尺寸 (毫米)	生产率 (公斤/小时)	电机功率 (千瓦)
PCZ-180x150	≤50	<6、<3、<1 (可调)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (可调)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (可调)	<120	1.5