

实验室多功能小型可调速卧式振动台

货号: KTL-3



简介

实验室多功能调速振荡器是专为现代生物工程生产单位开发的恒速实验设备。

[了解更多](#)

| 型号 | KTL-3A | KTL-4A | KTL-5A | KTL-6A | KTL-8A |
|--------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| 显示模式 | LED 显示器 | LED 显示器 | LED 显示器 | LED 显示器 | LED 显示屏 |
| 转速范围 | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm |
| 定时范围 | 1~9999 分钟 | 1~9999 分钟 | 1~9999 分钟 | 1~9999 分钟 | 1~9999 分钟 |
| 托盘标准配置 | 万向弹簧夹 | 万向弹簧夹 | 万向弹簧夹 | 上夹钳、下弹簧夹钳 | 万向弹簧夹 |
| 摆动模型 | 往复式 | 往复式 | 旋转式 | 旋转 | 旋转 |
| 摆动幅度 | 20 毫米 | 20毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 |
| 托盘工作尺寸 | 520*300 毫米 | 440*270 毫米 | 440*350 毫米 | 610*460毫米 (双层) | 700*620 毫米 |
| 重量 | 17.3 千克 | 13.5 千克 | 20 千克 | 65 千克 | 65 千克 |