

实验室测试筛和筛分机

货号: KT-RCZ



简介

用于精确颗粒分析的精密实验室测试筛和筛分机。不锈钢材质，符合 ISO 标准，筛孔范围为 20 μ m-125mm。立即索取规格书！

[了解更多](#)

参数	规格
筛孔直径	Φ400, Φ300, φ200 (mm)
筛层	1-5 (包括底盖)
进料量 (一次性)	≤300g
振动幅度	1-5 毫米
激振力	5 千牛
功率	0.25 千瓦 220 伏 50 赫兹
转速	1440R/min
外形尺寸	600×490×370 毫米
筛子重量	60 千克
运动轨迹	圆周运动
定时时间	0.01-99.59 分钟
噪音	≤50dB
材料	304 不锈钢
包装方式	木箱包装