

手动实验室液压颗粒机 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

货号: PCMP



简介

高效的样品制备，占地面积小

手动实验室液压机。是材料研究实验室、制药、催化反应和陶瓷的理想之选。

[了解更多](#)

仪器型号	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
压力范围	0-2T (25MPa)	0-5T (0-31.4MPa)	0-12T (0-30MPa)
活塞直径	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)
整体结构	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油

压力表	压力和压力强度显示	压力和压力强度显示	压力和压力强度
最大压力 (T)	30 毫米	30 毫米	30 毫米
压力稳定性	≤1MPa/10分钟	≤1MPa/10分钟	≤1MPa/10分钟
工作台直径	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)
立柱数量	两根	两根	两根
工作空间	85×120 毫米 (长×宽)	96×130毫米 (长×宽)	96×130 毫米 (长×宽)

外形尺寸	210×150×350毫米 (长×宽×高)	225×155×380 毫米 (长×宽×高)	225×155×380 毫米 (长×宽×高)
重量	12 千克	28 千克	28 千克