

## 手动实验室液压颗粒机 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

货号: PCMP



### 简介

高效的样品制备，占地面积小

手动实验室液压机。是材料研究实验室、制药、催化反应和陶瓷的理想之选。

[了解更多](#)

|      |                |                    |                   |
|------|----------------|--------------------|-------------------|
| 仪器型号 | PCMP-2T        | PCMP-5T            | PCMP-12T          |
| 压力范围 | 0-2T ( 25MPa ) | 0-5T ( 0-31.4MPa ) | 0-12T ( 0-30MPa ) |
| 活塞直径 | Φ32mm (d)      | Φ45mm (d)          | Φ70mm (d)         |
| 整体结构 | 无密封连接，减少漏油     | 无密封连接，减少漏油         | 无密封连接，减少漏油        |

|          |                 |                |                 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 压力表      | 压力和压力强度显示       | 压力和压力强度显示      | 压力和压力强度         |
| 最大压力 (T) | 30 毫米           | 30 毫米          | 30 毫米           |
| 压力稳定性    | ≤1MPa/10分钟      | ≤1MPa/10分钟     | ≤1MPa/10分钟      |
| 工作台直径    | Φ50mm (D)       | Φ80mm (D)      | Φ80mm (D)       |
| 立柱数量     | 两根              | 两根             | 两根              |
| 工作空间     | 85×120 毫米 (长×宽) | 96×130毫米 (长×宽) | 96×130 毫米 (长×宽) |

|      |                       |                        |                        |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 外形尺寸 | 210×150×350毫米 (长×宽×高) | 225×155×380 毫米 (长×宽×高) | 225×155×380 毫米 (长×宽×高) |
| 重量   | 12 千克                 | 28 千克                  | 28 千克                  |