

## 用于实验室材料和分析的金相试样镶样机

货号: KT-XQ



### 简介

实验室用精密金相镶样机--  
自动化、多功能、高效率。是研究和质量控制中样品制备的理想之选。立即联系 KINTEK !

[了解更多](#)

参数	描述
适用范围	安装较小、难以固定或不规则的金相和岩相样品
用途	便于切割、打磨、抛光，以进行金相、光谱检测或硬度测试
控制系统	程序控制操作
可用模式	1.电木粉末 2.电玉粉 3.用户自定义选项
自动化	程序控制制备时间，实现无人值守操作
适用于	学院、大学和工业/采矿企业的实验室