

用于实验室应用的 308L 精密超低温冷冻机

货号: KTFDV-308



简介

实验室用超低温冷冻箱：-86°C

存储、精确控制、高效节能、安全保存样品。可靠耐用。

。

[了解更多](#)

特点	规格
型号参考	KTFDV-308
类型	直立式
容量	308L
内部温度	-40°C 至 -86°C，可调节
报警	声光报警
电源	220 伏/50 赫兹
功率	580W
能耗	9.80 kWh/24h
保护等级	I/B
气候类型	N
制冷剂	无氟环保型制冷剂
制冷系统	单压缩机制冷系统
温度控制	电子温度控制
温度显示	数字显示
探头	PTC
冷却风扇类型	高品质低噪音风扇
外箱材料	粉末涂层冷轧钢板
内衬材料	304 不锈钢
搁板/内门	3 层搁板/4 扇内门，304 不锈钢
隔热层厚度	120 毫米
平衡口	1 (直径 18 毫米)
脚轮	4
净重/毛重	160/195 千克

特点	规格
外部尺寸 (宽 D H)	860 850 1740 毫米
内部尺寸 (宽 D H)	610 590 950 毫米
包装尺寸 (宽 D H)	960 970 1910 毫米
装载数量	14 件/20'GP 容器
环境温度	10°C ~ 30°C
电压范围	187V ~ 242V AC