

158L 实验室用精密立式超低温冷冻机

货号: KTFDV-158



简介

可靠的 158L ULT 实验室冷冻箱，可保持 -86°C，高效节能，具有先进的安全功能。是敏感样品存储的理想之选。

[了解更多](#)

参数	数值
型号	KTFDV-158
类型	立式
容量	158L
内部温度	-40°C 至 -86°C，可调节
报警	声光报警
电源	220 伏/50 赫兹
功率	500W
耗电量	7.1 kW.h/24h
保护等级	I/B
气候类型	N
制冷剂	无氟环保型制冷剂
压缩机	高效
制冷系统	单级压缩制冷系统
温度控制	电子温度控制
温度显示	数字显示
探头	PTC
冷凝器风扇	EBM
外壳	粉末涂层冷轧钢板
内壳	304 不锈钢
搁板/内门	2 层搁板/3 扇内门，304 不锈钢
隔热层厚度	120 毫米
压力平衡口	1 (直径 18 毫米)
脚轮	4

参数	数值
净重/毛重	123 / 150 千克
外部尺寸 (宽 D H)	700 700 1580 毫米
内部尺寸 (宽 D H)	460 455 800 毫米
包装尺寸 (宽 D H)	胶合板箱760 790 1720 毫米/硬纸板箱790 820 1750 毫米 (约)
装载数量	21 件/20'GP