

## 聚四氟乙烯培养皿/蒸发皿/细胞细菌培养皿/耐酸碱耐高温

货号: PTFE-26



### 简介

聚四氟乙烯 (PTFE) 培养皿蒸发皿是一种多功能实验室工具, 以其耐化学腐蚀性和高温稳定性而著称。聚四氟乙烯 (PTFE) 是一种含氟聚合物, 具有优异的不粘性和耐久性, 非常适合科研和工业领域的各种应用, 包括过滤、热解和膜技术。

### [了解更多](#)

型号	底部外径 (毫米)	口内径 (毫米)	总高度 (毫米)	底部厚度 (毫米)	壁厚 (毫米)
浅20毫米	20	15	10	5	2.5
浅 30 毫米	30	25	10	5	2.5
浅 40 毫米	40	30	10	5	5
浅 50 毫米	50	40	10	5	5
浅 60 毫米	60	50	10	5	5
浅 80 毫米	80	70	10	5	5
浅 90 毫米	90	80	10	5	5
浅 100 毫米	100	90	10	5	5
浅 120 毫米	120	110	10	5	5
深 20 毫米	20	15	20	5	2.5
深 30 毫米	30	25	20	5	2.5
深40 毫米	40	30	20	5	5
深 50 毫米	50	40	20	5	5
深 60 毫米	60	50	20	5	5
深 80 毫米	80	70	20	5	5
深 90 毫米	90	80	20	5	5
深 100 毫米	100	90	20	5	5
深 120 毫米	120	110	20	5	5

型号	外侧长度 (毫米)	内侧长度 (毫米)	高度 (毫米)	底部厚度 (毫米)	壁厚 (毫米)
方形40毫米	40	30	20	5	5
方形 50 毫米	50	40	20	5	5
方形 60 毫米	60	50	20	5	5
方形 70 毫米	70	60	20	5	5

方形 80 毫米	80	70	20	5	5
方形 90 毫米	90	80	20	5	5
方形 100 毫米	100	90	20	5	5
方形 110 毫米	110	100	20	5	5
方形 120 毫米	120	110	20	5	5